

TRILUX Medical IS 500 Zubehör



TRILUX
ENGINEERING HEALTH.

Vielseitig und zuverlässig. Das TRILUX Medical Zubehörsystem.

Mit dem Zubehörsystem von TRILUX Medical individualisieren und erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Ihren Vorstellungen. Alle Zubehörteile sind mit der gleichen Sorgfalt gefertigt wie alle TRILUX Medical Produkte. Besonders überzeugend: das Zubehörsystem, das dank Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz sorgt.

IS 500 Zubehör // Produktspezifisch

ZH 560 MEDIENGERÄTEWAGEN

Schwenk- und verschiebbar // Zur Befestigung an den durchgehenden Laufschienen an der Unterseite der IS 500 oder IS 500 OP // Standardausführung mit 8 Steckdosen // Je eine Entnahmestelle O₂, Air, VAC // Max. Zuladung 120 kg // Gesamthöhe 1.100 mm

Bestell-Nr. 10092878



ZH 520 GERÄTEWAGEN EINZELROHR

Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // 1 Edelstahl-Tragrohr Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 6,9 kg // Max. Belastung 60 kg

Bestell-Nr. 408131



ZH 510 GERÄTEWAGEN IS 500 490 MM BREIT

Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // ± 45° schwenkbar // 2 Edelstahl-Tragrohre Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Achsabstand 490 mm // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 12,9 kg // Max. Belastung 100 kg

Bestell-Nr. 408121



ZH 500 GERÄTEWAGEN IS 500 690 MM BREIT

Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // ± 45° schwenkbar // 2 Edelstahl-Tragrohre Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Achsabstand 690 mm // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 13 kg // Max. Belastung 150 kg

Bestell-Nr. 408111



**IS 500 Intensiv.
Deckenversorgungssystem.**
Tempo erhöhen, Anwendungs-
risiko senken.


**MAXIMALE
LADEKAPAZITÄT**

IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

IS 500 Variante



- 1 ZH 520 GERÄTEWAGEN EINZELROHR
- 2 ZH 4020 // ZH 4021 INFUSIONSFLASCHENHALTER
- 3 ZH 1030 GERÄTEHALTER KNOTEN MITTIG
- 4 ZH 1040 GERÄTEHALTER 300 MM LANG
- 5 ZH 2030 TRÄGER EINZELKONSOLE
- 6 AURINIO® L 30
- 7 ZH 2430 ROHR Ø 38 MM, 1.200 MM LANG

IS 500 Zubehör // Produktspezifisch

ZH 560 MEDIENGERÄTEWAGEN
Schwenk- und verschiebbar // Zur Befestigung an den durchgehenden Laufschienen an der Unterseite der IS 500 oder IS 500 OP // Standardausführung mit 8 Steckdosen // Je eine Entnahmestelle O₂, Air, VAC // Max. Zuladung 120 kg // Gesamthöhe 1.100 mm
Bestell-Nr. 10092878



ZH 520 GERÄTEWAGEN EINZELROHR
Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // 1 Edelstahl-Tragrohr Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 6,9 kg // Max. Belastung 60 kg
Bestell-Nr. 408131

ZH 510 GERÄTEWAGEN IS 500 490 MM BREIT
Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // ± 45° schwenkbar // 2 Edelstahl-Tragrohre Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Achsabstand 490 mm // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 12,9 kg // Max. Belastung 100 kg
Bestell-Nr. 408121

ZH 500 GERÄTEWAGEN IS 500 690 MM BREIT
Gerätewagen für das Deckenversorgungssystem IS 500 // ± 45° schwenkbar // 2 Edelstahl-Tragrohre Ø 38 mm, 1.530 mm lang // Achsabstand 690 mm // Traverse mechanisch gebremst // Gewicht 13 kg // Max. Belastung 150 kg
Bestell-Nr. 408111



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.

IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

MAXIMALE
LADEKAPAZITÄT

IS 500 Zubehör // Produktspezifisch



**ZH 2250 KONSOLE
ACHSMASS 490 MM**
Konsole mit Nutzfläche von 490 x 430 mm // RAL 9002 // Mit seitlichen Geräteschienen 25 x 10 mm // Zur Montage an 2 Rohren Ø 38 mm mit Achsmaß 490 mm // Gewicht 7,8 kg // Max. Belastung Konsole mit Nutzfläche 40 kg // Max. Belastung je Geräteschiene 10 kg
Bestell-Nr. 10080759



**ZH 2260 KONSOLE
ACHSMASS 690 MM**
Konsole mit Nutzfläche von 630 x 490 mm // RAL 9002 // Mit seitlichen Geräteschienen 25 x 10 mm // Zur Montage an 2 Rohren Ø 38 mm mit Achsmaß 690 mm // Gewicht 10,1 kg // Max. Belastung Konsole mit Nutzfläche 40 kg // Max. Belastung je Geräteschiene 10 kg
Bestell-Nr. 10080760



**ZH 3260 SCHUBLADE KLEIN
430 MM BREIT**
Schubladenmodul mit Griff 430 x 160 x 375 mm // RAL 9002 // Zur Montage unter Konsolen // Gewicht 9,2 kg // Max. Belastung 7 kg
Bestell-Nr. 10080265



**ZH 3270 SCHUBLADE GROSS
555 MM BREIT**
Schubladenmodul mit Griff 555 x 160 x 375 mm // RAL 9002 // Zur Montage unter Konsolen // Gewicht 10 kg // Max. Belastung 7 kg
Bestell-Nr. 10080264



**ZH 3280 SCHREIBAUZUG GROSS
555 MM BREIT**
Schreibauszugsmodul 555 x 160 x 375 mm // Nutzfläche 518 x 340 mm // RAL 9002 // Zur Montage unter Konsolen // Gewicht 8,4 kg // Max. Belastung 7 kg
Bestell-Nr. 10080263

IS 500 Zubehör // Rundrohr



**ZH 1010 GERÄTEHALTER
KOMPAKTSCHIENE**
Kompakthalter 110 x 110 mm mit Geräteschiene 25 x 10 mm zur Montage von medizinischen Kleingeräten // Zur Montage an Rohren Ø 38 mm // Gewicht 1,1 kg // Max. Belastung 20 kg
Bestell-Nr. 401171



**ZH 1020 GERÄTEHALTER
KNOTEN EINSEITIG**
Asymmetrisch angeordneter Kunststoffknoten mit Geräteschiene links und rechts aus Edelstahl 25 x 10 mm // Nutzbereich 300 mm // Zur Montage an Rohren Ø 38 mm // Gewicht 1,2 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408161



**ZH 1030 GERÄTEHALTER
KNOTEN MITTIG**
Zentrisch angeordneter Kunststoffknoten mit Geräteschiene links und rechts aus Edelstahl 25 x 10 mm // Länge der Geräteschienen 435 mm // Bereiche mit freier Geräteschiene 4 Stück je 170 mm // Zur Montage an Rohren Ø 38 mm // Gewicht 1,2 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408171

6

IS 500 Zubehör // Rundrohr



**ZH 1040 GERÄTEHALTER
300 MM LANG**
2 Kunststoffknoten mit Geräteschiene aus Edelstahl 25 x 10 mm // Achsmaß 300 mm // 2 freie Geräteschienen je 210 mm // Zur Montage an oder von Rohren Ø 38 mm // Montage an Rohren Ø 25 mm mittels Reduzierhülse ZH 4680 // Gewicht 1,3 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408181



**ZH 1050 GERÄTEHALTER
490 MM LANG**
2 Kunststoffknoten mit Geräteschiene aus Edelstahl 25 x 10 mm // Achsmaß 490 mm // 2 freie Geräteschienen je 400 mm // Zur Montage an oder von Rohren Ø 38 mm // Montage an Rohren Ø 25 mm mittels Reduzierhülse ZH 4680 // Gewicht 1,5 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408191



**ZH 1060 GERÄTEHALTER
690 MM LANG**
2 Kunststoffknoten mit Geräteschiene aus Edelstahl 25 x 10 mm // Achsmaß 690 mm // 2 freie Geräteschienen je 600 mm // Zur Montage an oder von Rohren Ø 38 mm // Montage an Rohren Ø 25 mm mittels Reduzierhülse ZH 4680 // Gewicht 1,8 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408201



**ZH 1080 GERÄTEHALTER
U-GERÄTESCHIENE**
2 Kunststoffknoten mit U-Geräteschiene aus Edelstahl 25 x 10 mm // Nutzbereich 690 x 190 mm // Zur Montage an 2 Rohren Ø 38 mm mit Achsmaß 690 mm // Gewicht 2 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408221



ZH 2010 TRÄGER EINZELKONSOLE
Einzelkonsole // Nutzfläche 150 x 300 mm // RAL 9002 // Mit Kunststoffknoten zur Montage an Rohren Ø 38 mm // Gewicht 1,2 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408271



ZH 2030 TRÄGER EINZELKONSOLE
Einzelkonsole // Nutzfläche 350 x 180 mm // RAL 9002 // Mit Kunststoffknoten zur Montage an Rohren Ø 38 mm // Gewicht 1,1 kg // Max. Belastung 10 kg
Bestell-Nr. 408291



ZH 4092 FLASCHENBALKEN 4-FACH
Flaschenbalkenlänge 500 mm // Pumpen- und Infusionsflaschenstange aus Edelstahl Ø 25 mm // Höhenverstellbar von 1.050 bis 2.000 mm // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm mittels ZH 4050 oder ZH 4060 // Gewicht 1,7 kg // Max. Belastung der Haken je 2 kg
Bestell-Nr. 10112165



**ZH 4093 FLASCHENBALKEN 4-FACH MIT
ABGEWINKELTEM INFUSIONSSTATIV**
Flaschenbalkenlänge 500 mm // Pumpen- und Infusionsflaschenstange aus Edelstahl Ø 25 mm // 1.650 mm lang // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm mittels ZH 4050 oder ZH 4060 // Gewicht 1,7 kg // Max. Belastung der Haken je 2 kg
Bestell-Nr. 10112166



ZH 4091 FLASCHENBALKEN 6-FACH
Flaschenbalkenlänge 500 mm // Pumpen- und Infusionsflaschenstange aus Edelstahl Ø 25 mm // Höhenverstellbar von 1.050 bis 2.000 mm // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm mittels ZH 4050 oder ZH 4060 // Gewicht 1,7 kg // Max. Belastung der Haken je 2 kg
Bestell-Nr. 10112164

7



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.



IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

IS 500 Zubehör // Rundrohr



ZH 2420 ROHR MIT ADAPTER Ø 25 MM LÄNGE 1.200 MM

Einzeltragrohr aus Edelstahl Ø 25 mm // Mit 2 Adapterhülsen zur Montage mittels ZH 1040 an Tragrohren Ø 38 mm, 1.200 mm lang // Ohne Adapterhülsen kombinierbar mit ZH 4050, ZH 4060 und ZH 4070 // Gewicht 0,9 kg

Bestell-Nr. 408391



ZH 2435 ROHR Ø 38 MM 600 MM LANG

Einzeltragrohr aus Edelstahl Ø 38 mm, 600 mm lang // Zur Montage mittels ZH 1040 an Tragrohren Ø 38 mm // Gewicht 1,25 kg

Bestell-Nr. 10112173



ZH 2430 ROHR Ø 38 MM 1.200 MM LANG

Einzeltragrohr aus Edelstahl Ø 38 mm, 1.200 mm lang // Zur Montage mittels ZH 1040 an Tragrohren Ø 38 mm // Gewicht 2,5 kg

Bestell-Nr. 408351



ZH 4721 SCHWENKARM MIT GELENK

Ausleger 300 mm // Aluminiumguss // RAL 9002 // Zur Aufnahme einer Gerätestange Ø 25 mm // Zur Montage an Tragrohren Ø 38 mm // Gewicht 3,3 kg // Max. Belastung 40 kg

Bestell-Nr. 10112169



ZH 4731 SCHWENKARM MIT 2 GELENKEN

Ausleger 300 mm // Aluminiumguss // RAL 9002 // Zur Aufnahme einer Gerätestange Ø 25 mm // Zur Montage an Tragrohren Ø 38 mm // Gewicht 5,1 kg // Max. Belastung 20 kg

Bestell-Nr. 10112170



ZH 4680 REDUZIERHÜLSE ROHR Ø 38 MM AUF Ø 25 MM

Reduzierhülse // Rohr Ø 38 mm auf Ø 25 mm

Bestell-Nr. 414321



ZH 4060 HALTEKLAUE 3-FACH

Halteklau 3-fach // RAL 9002 // Horizontalauslage wahlweise 15 mm, 170 mm oder 240 mm // Zur Montage an Rundrohr Ø 25 mm // Zur Aufnahme von Geräteschiene 25 x 10 mm und 2 weiteren Rundrohren Ø 25 mm // Gewicht 0,8 kg

Bestell-Nr. 411411



ZH 4050 HALTEKLAUE KURZ

Halteklau kurz // RAL 9002 // Zur Montage an Rundrohr Ø 25 mm // Zur Aufnahme von Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 0,3 kg

Bestell-Nr. 411401

IS 500 Zubehör // Rundrohr



ZH 4094 FLASCHENKREUZ MIT 4 FLASCHENHAKEN

Zur Montage an Pumpen- und Infusionsflaschenstange aus Edelstahl Ø 25 mm // Gewicht 0,25 kg // Max. Belastung der Haken je 2 kg

Bestell-Nr. 10112167



ZH 4095 2-FACH DRAINAGENHALTER

Edelstahl // Abstand der 2 Haken 160 mm // Höhenverstellbar mit Feststellschraube // Max. Belastung der Haken je 2 kg // Mit Befestigungselement für Rundrohr Ø 25 mm

Bestell-Nr. 10112168



ZH 4090 PUMPEN- UND INFUSIONS-FLASCHENSTANGE

Edelstahl Ø 25 mm // Mit 4 Haken zur Aufnahme von Infusionsflaschen // Höhenverstellbar von 1.050 bis 2.000 mm // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm mittels ZH 4050, ZH 4060 oder ZH 4070 // Gewicht 1,7 kg // Max. Belastung der Haken je 2 kg

Bestell-Nr. 435631

IS 500 Zubehör // Geräteschiene



ZH 4160 ABLAGEKORB 470 MM BREIT

Ablagekorb aus Edelstahl // 470 x 180 x 150 mm // Zum Einhängen an freier Geräteschiene 25 x 10 mm

Bestell-Nr. 411261



ZH 4150 KATHETERKORB 500 MM HOCH

Katheterkorb aus Edelstahl // 150 x 500 x 98 mm // Zum Einhängen an freier Geräteschiene 25 x 10 mm

Bestell-Nr. 411251



ZH 4110 ABFALLBEUTELHALTER

Abfallbeutelhalter für handelsübliche Abfallbeutel // Zur Montage an horizontaler Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 1 kg

Bestell-Nr. 406711



ZH 4720 SCHWENKARM MIT GELENK

Ausleger 300 mm // Aluminiumguss // RAL 9002 // Zur Aufnahme einer Gerätestange Ø 25 mm // Zur Montage an vertikaler Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 3,3 kg // Max. Belastung 40 kg

Bestell-Nr. 10090054



ZH 4730 SCHWENKARM MIT 2 GELENKEN

Ausleger 300 mm // Aluminiumguss // RAL 9002 // Zur Aufnahme einer Gerätestange Ø 25 mm // Zur Montage an vertikaler Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 5,1 kg // Max. Belastung 20 kg

Bestell-Nr. 10090055



ZH 4025 DOKUMENTENHALTER AUS EDELSTAHL

250 x 260 mm // Aufkantung 140 mm aufsteckbar auf Geräteschiene 25 x 10 mm

Bestell-Nr. 10112163



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.



IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Medengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

IS 500 Zubehör // Geräteschiene



ZH 4810 GELENKARM 3-FACH
Gelenkarm mit 3 Gelenken und flexibler Welle // Nutzlänge ca. 1.280 mm // Zur Aufnahme von Schläuchen Ø 22 mm // Zur Montage an horizontaler Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 2,2 kg // Max. Belastung 0,5 kg
Bestell-Nr. 10090057



ZH 4800 GELENKARM 3-FACH
Gelenkarm mit 3 Gelenken // Nutzlänge ca. 530 mm // Zur Aufnahme von Schläuchen Ø 15 mm oder Ø 22 mm // Zur Montage an horizontaler Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 2,3 kg // Max. Belastung 1,5 kg
Bestell-Nr. 10090056



AURINIO® L 30 LED UNTERSUCHUNGSLEUCHE
30.000 lx (350 mm) // Farbtemperatur 3.800 K, 4.300 K, 4.900 K // Schutzklasse II // Sicherheitstransformator 230 V / 24 VA / 55 VA // Schutzkontakt-Stecker (Typ F) // Ausladung 1.100 mm // Inkl. Befestigungsklaue für Geräteschiene 25 x 10 mm // Gewicht 2,7 kg
Bestell-Nr. 10093471



ZH 4024 SCHLAUCHHALTER
Zur Befestigung von 2 Anschlussschläuchen // Oberfläche matt // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm // Tragfähigkeit 2,5 kg // Gewicht 0,3 kg
Bestell-Nr. 10112162



ZH 4022 DRAINAGENHALTER MIT HALTEKLAUE
Klaue zur Befestigung von Drainagen und Beuteln // Aluminium eloxiert // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm // Tragfähigkeit 2,5 kg // Gewicht 0,3 kg
Bestell-Nr. 10112150



ZH 4023 SCHLAUCHHALTER MIT HALTEKLAUE
Klaue zur Befestigung von Anschlussschläuchen // Aluminium eloxiert // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm // Tragfähigkeit 2,5 kg // Gewicht 0,3 kg
Bestell-Nr. 10112151



ZH 4060 HALTEKLAUE 3-FACH
Halteklau 3-fach // RAL 9002 // Horizontalauslage wahlweise 15 mm, 170 mm oder 240 mm // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm // Zur Aufnahme von 3 Rundrohren Ø 25 mm // Gewicht 0,8 kg
Bestell-Nr. 411411



ZH 4050 HALTEKLAUE KURZ
Halteklau kurz // RAL 9002 // Zur Montage an Geräteschiene 25 x 10 mm // Zur Aufnahme von Rundrohr Ø 25 mm // Gewicht 0,3 kg
Bestell-Nr. 411401

IS 500 Zubehör // Geräteschiene



ZH 4020 // ZH 4021 INFUSIONSFLASCHENHALTER MIT 6-FACH HAKENWELLE
Infusionsflaschenhalter zur Aufnahme von 6 Infusionsflaschen // 380 mm einhand höhenverstellbar // Inkl. Befestigungsklaue für Geräteschiene 25 x 10 mm
ZH 4020 Schienenabstand 100 mm Bestell-Nr. 401431
ZH 4021 Schienenabstand 300 mm Bestell-Nr. 10112149



ZH 4261 HANDSCHUHHALTER
250 x 80 x 135 mm // Edelstahl Wandbefestigung // Zur Montage an Geräteschiene // Gewicht 0,5 kg
Bestell-Nr. 10112171



ZH 4263 HANDSCHUHHALTER 3-FACH
258 x 392 x 96 mm für Handschuhgrößen S | M | L // Edelstahl // Wandbefestigung // Zur Montage an Geräteschiene // Gewicht 0,5 kg
Bestell-Nr. 10112172

IS 500 Zubehör // Allgemein



ZH 4240 POTENTIALANSCHLUSSLEITUNG 850 MM LANG
Potentialkabel-Ausgleichsleitung // 850 mm lang // Farbe gelb-grün // Querschnitt 6 mm² // Flexibel mit Normstecker und Ringkabelschuh für ZH 130, ZH 140 und ZH 150
Bestell-Nr. 417551



ZH 4210 POTENTIALKABEL 1.500 MM LANG
Potentialkabel-Ausgleichsleitung // 1.500 mm lang // Farbe gelb-grün // Querschnitt 4 mm² // Flexibel mit Normstecker
Bestell-Nr. 405321



ZH 4220 POTENTIALKABEL 3.000 MM LANG
Potentialkabel-Ausgleichsleitung // 3.000 mm lang // Farbe gelb-grün // Querschnitt 4 mm² // Flexibel mit Normstecker
Bestell-Nr. 402391



ZH 4170 GERÄTESCHIENE
Geräteschiene aus Edelstahl 25 x 10 mm zur Wandmontage // Inkl. Abstandshalter 40 mm // Länge der Schiene bei Bestimmung angeben // Mindestbestelllänge 1.000 mm
Bestell-Nr. 604560



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.

IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.




MAXIMALE
LADEKAPAZITÄT

TRILUX Medical Monitorarmsystem

12



Beispielkonfiguration
Bestell-Nr.
ZHM 135062



Material Aluminium, PA6.6 // Farbe der Kunststoffteile RAL 7024 graphitgrau // Oberfläche Eloxal, Pulverbeschichtung RAL 9002 // Gesamtgewicht 7,85 kg

1 HALTERUNG

Fixe Rundrohrklemme Ø 38 mm

2 TRAGARM

Armvariante 2-armig höhenverstellbar
310 mm und 300 mm lang // Höhenverstellbarer Gasdruckfederarm // Hygienisches Kabelmanagement durch eine innenliegende Kabelführung // Horizontaler Schwenkbereich 95° // Max. Belastung 22 kg (6-fach geprüfte Sicherheit) // Abgestimmte Gasdruckfeder für die Gewichtsklassen: 3 - 8 kg // 9 - 14 kg // 13 - 18 kg // 16 - 22 kg

3 AUFNAHME

Monitoraufnahme VESA 75 / 100
Aufnahme mit Neigefunktion // Aufklappbare Tastaturablage // 480 x 220 mm // Drehbar mit einem horizontalen Schwenkbereich von 110° // Seitlicher Mausauszug von 226 mm // Mausauszug von links oder rechts

Bestell-Nr. ZHM 135062

Komponenten nicht einzeln bestellbar

1 Halterungen + 2 Tragarme + 3 Aufnahme



Bestellnummernkonfiguration Monitorarme

Ihre sechsstellige Bestell-Nr. setzt sich wie folgt aus 3 x 2 Ziffern zusammen.

Beispiel Bestell-Nr.: ZHM + Halterung + Tragarmvariante + Aufnahme = **ZHM135062**

Zubehörkürzel	Halterung	Tragarmvariante	Aufnahme
ZHM	10 horizontale Geräteschienenklemme	20 einarmig, 240 mm	60 Monitoraufnahme Vesa
ZHM	11 horizontale Geräteschienenklemme mit Wandabstand	21 einarmig, 300 mm	61 Tastaturablage
ZHM	12 vertikale Geräteschienenklemme	30 zweiarmig, 240 mm	62 Monitoraufnahme Vesa mit Tastaturablage
ZHM	13 Rundrohr	31 zweiarmig, 300 mm	
ZHM		40 einarmig, höhenverstellbar, 3 - 8 kg	
ZHM		41 einarmig, höhenverstellbar, 9 - 14 kg	
ZHM		42 einarmig, höhenverstellbar, 13 - 18 kg	
ZHM		43 einarmig, höhenverstellbar, 16 - 22 kg	
ZHM		50 zweiarmig, höhenverstellbar, 3 - 8 kg	
ZHM		51 zweiarmig, höhenverstellbar, 9 - 14 kg	
ZHM		52 zweiarmig, höhenverstellbar, 13 - 18 kg	
ZHM		53 zweiarmig, höhenverstellbar, 16 - 22 kg	

TK-Nr. 10108601 für Monitorarmsysteme

13



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.



IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

Beispielkonfigurationen Monitorarme



VARIANTE 1
HALTERUNG Fixe Rundrohrklemme Ø 38 mm
TRAGARM 1-armig // 240 mm lang // Eigengewicht 0,8 kg
AUFNAHME VESA 75 / 100 // Eigengewicht 0,95 kg
GEWICHT 2 kg

Bestell-Nr. ZHM 132060

VARIANTE 2
HALTERUNG Fixe Rundrohrklemme Ø 38 mm
TRAGARM 2-armig // je 240 mm lang // Eigengewicht 1,6 kg
AUFNAHME VESA 75 / 100 // Eigengewicht 0,95 kg
GEWICHT 2,75 kg

Bestell-Nr. ZHM 133060

VARIANTE 3
HALTERUNG Fixe Rundrohrklemme Ø 38 mm
TRAGARM 1-armig höhenverstellbar // 310 mm lang // Gewichtsklasse 3 – 8 kg // Eigengewicht 2,25 kg
AUFNAHME VESA 75 / 100 // Eigengewicht 0,95 kg
GEWICHT 3,4 kg

Bestell-Nr. ZHM 134060

VARIANTE 4
HALTERUNG Fixe Rundrohrklemme Ø 38 mm
TRAGARM 2-armig höhenverstellbar // 310 mm lang // Gewichtsklasse 9 – 14 kg // Eigengewicht 4 kg
AUFNAHME VESA 75 / 100 // Eigengewicht 0,95 kg
GEWICHT 5,15 kg

Bestell-Nr. ZHM 135160

14

Halterungen



HORIZONTALE GERÄTESCHIENENKLEMME
 25 x 10 mm // Eigengewicht 0,3 kg
Bestell-Nr. 10



HORIZONTALE GERÄTESCHIENENKLEMME
 25 x 10 mm mit Wandabstand // Eigengewicht 0,5 kg
Bestell-Nr. 11



VERTIKALE GERÄTESCHIENENKLEMME
 25 x 10 mm // Eigengewicht 0,25 kg
Bestell-Nr. 12



FIXE RUNDROHRKLEMME
 Ø 38 mm // Eigengewicht 0,2 kg
Bestell-Nr. 13

+

Tragarme



ARMVARIANTE 1-ARMIG
 Horizontaler Schwenkbereich 105° // Max. Belastung 18 kg (6-fach geprüfte Sicherheit) // Eigengewicht 0,8 kg
Bestell-Nr. 240 mm: 20 // 300 mm: 21



ARMVARIANTE 2-ARMIG
 Schwenkbereiche 105° und 165° // Max. Belastung je 240 mm 15 kg, je 300 mm 12,5 kg (6-fach geprüfte Sicherheit) // Eigengewicht 1,6 kg
Bestell-Nr. je 240 mm: 30 // je 300 mm: 31



ARMVARIANTE 1-ARMIG HÖHENVERSTELLBAR
 310 mm lang // Hygienisches Kabelmanagement durch eine innenliegende Kabelführung // Max. Belastung 22 kg (6-fach geprüfte Sicherheit) // Eigengewicht 2,25 kg // Abgestimmte Gasdruckfeder für die Gewichtsklassen: 3 - 8 kg // 9 - 14 kg // 13 - 18 kg // 16 - 22 kg
Bestell-Nr. 3 - 8 kg: 40 // 9 - 14 kg: 41 // 13 - 18 kg: 42 // 16 - 22 kg: 43



ARMVARIANTE 2-ARMIG HÖHENVERSTELLBAR
 310 mm und 300 mm lang // Hygienisches Kabelmanagement durch eine innenliegende Kabelführung // Horizontaler Schwenkbereich 95° // Max. Belastung 22 kg (6-fach geprüfte Sicherheit) // Eigengewicht 4 kg // Abgestimmte Gasdruckfeder für die Gewichtsklassen: 3 - 8 kg // 9 - 14 kg // 13 - 18 kg // 16 - 22 kg
Bestell-Nr. 3 - 8 kg: 50 // 9 - 14 kg: 51 // 13 - 18 kg: 52 // 16 - 22 kg: 53

+

Aufnahme



MONITORAUFNAHME VESA 75 / 100 AUFNAHME MIT NEIGEFUNKTION
 Oberfläche Pulverbeschichtung RAL 9002 // Kunststoffteile RAL 7024 graphitgrau // Eigengewicht 0,95 kg
Bestell-Nr. 60



TASTATUR- UND MAUSAUFNAHME
 Tastaturablage 480 x 220 mm // Drehbar mit einem horizontalen Schwenkbereich von 110° // Seitlicher Mausauszug von 226 mm // Mausauszug von links oder rechts // Eigengewicht 1,35 kg
Bestell-Nr. 61



MONITORAUFNAHME VESA 75 / 100 AUFNAHME MIT NEIGEFUNKTION
 Aufklappbare Tastaturablage 480 x 220 mm // Drehbar mit einem horizontalen Schwenkbereich von 110° // Seitlicher Mausauszug von 226 mm // Mausauszug von links oder rechts // Eigengewicht 3,65 kg
Bestell-Nr. 62

15



IS 500 Intensiv. Deckenversorgungssystem. Tempo erhöhen, Anwendungs- risiko senken.



IS 500 Intensiv ist das Deckenversorgungssystem für schnellstmögliches Reagieren bei maximaler Sicherheit. Um Verwechslungen auszuschließen, werden Anschlüsse für Basis- und Notfallversorgung eindeutig separat geführt.

Das Zubehörprogramm für die IS 500 Intensiv bietet Pflegern am Intensivbett zusätzlich: Mehr Handlungsfreiheit // Mehr Möglichkeiten, störende Raumprobleme zu lösen // Ihren Arbeitsplatz individuell auszustatten // Eine unendliche Kombinationsmöglichkeit von Geräte- und Mediengerätewagen, Ablageplatten und Schubladen // Hohe Tragfähigkeit. Das TRILUX Medical Zubehörsystem mit Geräteschienen und Rundrohren für praxisnahen einfachen Einsatz.

Wie alle Lösungen von TRILUX Medical erfüllt auch das Zubehörsystem für die IS 500 Intensiv Höchststandards bei Hygiene, Ergonomie und Sicherheit.

Bestellnummernkonfiguration Monitorarme

Halterung + Tragarmvariante + Aufnahme = ZHM Bestell-Nr. (6-stellig)

Zubehörfürzel	Halterung	Tragarmvariante	Aufnahme
ZHM	10 horizontale Geräteschienenklemme	20 einarmig, 240 mm	60 Monitoraufnahme Vesa
ZHM	11 horizontale Geräteschienenklemme mit Wandabstand	21 einarmig, 300 mm	61 Tastaturablage
ZHM	12 vertikale Geräteschienenklemme	30 zweiarmig, 240 mm	62 Monitoraufnahme Vesa mit Tastaturablage
ZHM	13 Rundrohr	31 zweiarmig, 300 mm	
ZHM		40 einarmig, höhenverstellbar, 3 – 8 kg	
ZHM		41 einarmig, höhenverstellbar, 9 – 14 kg	
ZHM		42 einarmig, höhenverstellbar, 13 – 18 kg	
ZHM		43 einarmig, höhenverstellbar, 16 – 22 kg	
ZHM		50 zweiarmig, höhenverstellbar, 3 – 8 kg	
ZHM		51 zweiarmig, höhenverstellbar, 9 – 14 kg	
ZHM		52 zweiarmig, höhenverstellbar, 13 – 18 kg	
ZHM		53 zweiarmig, höhenverstellbar, 16 – 22 kg	

TK-Nr. 10108601 für Monitorarmsysteme

Bestellnummernübersicht Zubehör

ZH Nummer	Produktname	Maße	Merkmal	Bestell-Nr.
PRODUKTSPEZIFISCH				
500	Gerätewagen	690 mm breit	breit	408111
510	Gerätewagen	490 mm breit	schmal	408121
520	Gerätewagen		Einzelrohr	408131
560	Mediengerätewagen			10092878
2250	Konsole	430 x 490 mm		10080759
2260	Konsole	630 x 490 mm		10080760
3260	Schublade	430 mm breit	klein	10080265
3270	Schublade	555 mm breit	groß	10080264
3280	Schreibauszug	555 mm breit	groß	10080263
RUNDRÖHR				
1010	Gerätehalter Kompaktschiene			401171
1020	Gerätehalter Knoten einseitig			408161
1030	Gerätehalter Knoten mittig			408171
1040	Gerätehalter	300 mm lang		408181
1050	Gerätehalter	490 mm lang		408191
1060	Gerätehalter	690 mm lang		408201
1080	Gerätehalter U-Geräteschiene	690 x 190 mm		408221
2010	Träger Einzelkonsole	150 x 300 mm		408271
2030	Träger Einzelkonsole	350 x 180 mm		408291
2420	Rohr mit Adapter	Ø 25 mm		408391
2430	Rohr	Ø 38 mm, 1.200 mm lang		408351
2435	Rohr	Ø 38 mm, 600 mm lang		10112173
4050	Halteklau		kurz	411401

Bestellnummernübersicht Zubehör

ZH Nummer	Produktname	Maße	Merkmal	Bestell-Nr.
4060	Halteklau 3-fach			411411
4090	Pumpen- und Infusionsflaschenstange			435631
4091	Flaschenbalken 6-fach			10112164
4092	Flaschenbalken 4-fach	500 mm lang		10112165
4093	Flaschenbalken 4-fach mit abgewinkeltem Infusionsstativ	500 mm lang		10112166
4094	Flaschenkreuz mit 4 Flaschenhaken			10112167
4095	2-fach Drainagenhalter			10112168
4680	Reduzierhülse	Ø 38 mm auf Ø 25 mm		414321
4721	Schwenkarm mit Gelenk			10112169
4731	Schwenkarm mit 2 Gelenken			10112170
GERÄTESCHIENE				
4020	Infusionsflaschenhalter 6-fach	100 mm	höhenverstellbar bis 380 mm	401431
4021	Infusionsflaschenhalter 6-fach	300 mm	höhenverstellbar bis 380 mm	10112149
4022	Drainagenhalter mit Halteklau			10112150
4023	Schlauchhalter mit Halteklau			10112151
4024	Schlauchhalter			10112162
4025	Dokumentenhalter	250 x 260 mm		10112163
4050	Halteklau		kurz	411401
4060	Halteklau 3-fach			411411
4110	Abfallbeutelhalter			406711
4150	Katheterkorb	500 mm hoch		411251
4160	Ablagekorb	470 x 180 x 150 mm		411261
4261	Handschuhhalter	250 x 80 x 135 mm		10112171
4263	Handschuhhalter 3-fach	258 x 392 x 96 mm		10112172
4720	Schwenkarm mit Gelenk		an vertikale Geräteschiene	10090054
4730	Schwenkarm mit 2 Gelenken		an vertikale Geräteschiene	10090055
4810	Gelenkarm 3-fach	1.280 mm	horizontal	10090057
4800	Gelenkarm 3-fach	530 mm	horizontal	10090056
	Aurinio® L 30 LED Untersuchungsleuchte			10093471
ALLGEMEIN				
4170	Geräteschiene			604560
4210	Potentialkabel	1.500 mm		405321
4220	Potentialkabel	3.000 mm		402391
4240	Potentialanschlussleitung	850 mm		417551

TRILUX Medical GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 21

D-59759 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 800 . 8 74 58 93

Fax: +49 (0) 29 32 . 301 - 122

kontakt@trilux-medical.de

www.trilux-medical.com

Alle technischen Daten sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Die Produkte sind z.T. mit Zubehör abgebildet, das separat bestellt werden muss. Objektabbildungen können Produkte in Sonderausstattung zeigen.